

*Para tener éxito*

- ✓ Coloca la muestra en el centro del portaobjetos, la localizarás más fácil.
- ✓ Intenta que la superficie de extensión no sea muy grande. Las primeras veces es mejor realizar un círculo con un rotulador sobre el portaobjetos.
- ✓ Pon especial cuidado en que la muestra forme una capa fina sobre el portaobjetos, sin grumos.
- ✓ En la fijación, no mantengas el portaobjetos en la llama mucho tiempo, las células se deformarían, llegándose a romper y se dificultaría su identificación.
- ✓ Identifica el portaobjetos.