


Técnica aséptica.


Cuando trabajes con placas...



- Esteriliza el asa de siembra antes de tomar la muestra.
- Coloca la placa invertida sobre la superficie de trabajo y levanta la base en el momento que vayas a tomar la muestra.



- Deja enfriar el asa antes de tomar la muestra, para no matar a las bacterias.



- Mantén la placa abierta sólo el tiempo necesario para tomar la muestra.
- Trabaja cerca del mechero.



- Cierra la placa inmediatamente una vez tomada la muestra.
- Mantén el asa dentro del campo de acción del mechero.



➤ Vuelve a esterilizar el asa una vez hayas acabado la siembra.


Cuando trabajes con tubos...



- Quita el tapón al tubo utilizando los dedos de la mano dominante que no sostienen el asa.
- Flamea la boca del tubo.



➤ Tras la siembra, flamea de nuevo la boca del tubo antes de cerrarlo.



- Vuelve a colocar el tapón al tubo.
- **Acerca** la mano que sostiene el **tubo al tapón**, no al contrario, así el asa de siembra permanecerá dentro del campo de acción del mechero.